



ADIAVET™ BTV TYPE 4 Real Time **NEW**

BIO-X ADIAGENE a le plaisir de vous annoncer la disponibilité du **NOUVEAU KIT PCR** temps réel pour la détection du **SÉROTYPE 4 DU VIRUS DE LA BLUETONGUE**.

Validé LNR

- Kit duplex :
 - > BTV type 4 (FAM)
 - > Contrôle interne endogène (HEC/VIC)
- Validé avec les **MÊMES PROTOCOLES D'EXTRACTION** et les **MÊMES PROGRAMMES RT-PCR** que les autres kits de la gamme ADIAVET™ BTV :

Code	Désignation	Nb. de réactions
ADI541-50	ADIAVET BTV TYPE 4 REAL TIME	50
ADI352-100	ADIAVET BTV REAL TIME	100
ADI352-500	ADIAVET BTV REAL TIME	500
ADI381-50	ADIAVET BTV TYPE 8 REAL TIME	50
ADIA401-100	ADIAVET BTV All + TYPE 8 REAL TIME	100
ADIA401-500	ADIAVET BTV All + TYPE 8 REAL TIME	500
NADI001	ADIAMAG Plus (kit extraction en billes magnétiques)	2*96



- Aide à l'adoption de méthode :
 - > Témoin LD_{PCR} fourni par ADIAGENE
 - > MRE BTV type 4, fourni par le LNR

Nous contacter :

- > **QUESTIONS TECHNIQUES** Béatrice Blanchard ✉ beatrice.blanchard@adiagene.fr ☎ 02 96 68 40 20
- > **QUESTIONS COMMERCIALES** Emeraude Hadj-attou ✉ e.hadjattou@biox.com ☎ 07 86 89 12 93



Bio-X Diagnostics is ISO 9001:2008 certified to assure the best to its customers